


接続式細胞培養容器

NICO[®]-1

*The world' s First True
New Intercellular Communication Observation Plate*




Cell culture technology for innovative study

接続式細胞培養容器 NICO®-1

特徴

- 細胞間相互作用を観察するために、左右の細胞で同時に顕微鏡にて観察が可能
- 上下で培養上清を共有するタイプと異なり、細胞底面は同じ材質
- 容器の間に NICO-1 専用フィルターを挿入することが可能で、細胞が混じらない
- 培養上清中の蛋白等が自然に拡散するため、細胞同士の自然な相互作用観察に最適
- 異なる環境で培養した細胞を容器ごと接続可能



製品名	容量	型番	内容	定価
NICO-1	10 セット (A・B 接続体2個×10セット)	2501-02	1 セットには、A本体 2 個、B本体 2 個、Oリング 2 個、共通蓋 4 個、カバー 4 個が含まれています。フィルターは含まれていません。必要に応じて市販の 13 mm の円形フィルターをご使用ください。	58,000 円
NICO-Filter 0.6	100 枚 / セット	2525-01	it4ip 社作成の NICO-1 専用フィルターです。ポリカーボネート製で、孔径は、0.6μm です。蛋白等が比較的低吸収の Track Etched Membrane です。一般的な培養細胞が通過しない孔径ですが、目的とする実験系に合わせて、そのご使用について御判断ください。	23,000 円

特定販売代理店

エア・ブラウン株式会社
ライフサイエンス部 <http://www.arb-ls.com>

東京 : 〒104-0061
東京都中央区銀座 7-13-8 第 2 丸高ビル
Tel 03-3545-5720 Fax 03-3543-8865

大阪 : 〒541-0056
大阪府大阪市中央区久太郎町 3-6-8 御堂筋ダイワビル
Tel 06-6282-4004 Fax 06-6282-4005

NICO-1 及び NICO-1 フィルター
総販売元: 株式会社ギンレイラボ <http://www.ginreilab.jp>

NICO-1
製造元: 伸晃化学株式会社 <http://www.shinko-ccl.co.jp>

NICO-1 フィルター
製造元: it4ip (ベルギー) <http://www.it4ip.be>

- ※ 2016 年 4 月現在の定価です。消費税は含まれておりません。
- ※ 価格、仕様等は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承ください。
- ※ NICO シリーズ製品は、人間 (治療、診断、その他) に直接使用できません。
- ※ NICO-1 は、底面の厚みのために、倒立顕微鏡で 20 倍から 40 倍程度までの観察が可能です。
- ※ 高倍率で観察を希望される方は、今後発売予定の高倍率用 NICO-1 を御利用ください。
- ※ 購入に関しては、販売代理店にお問い合わせください。
- ※ お試し使用目的に (株) ギンレイラボより Amazon で 1 セット毎での販売も行っております。

販売代理店